

JARRA DE MEDICIÓN

Jarra medidora desechable de un solo uso, equipada con graduaciones integradas para identificar el volumen de líquido recolectado.

- **⊘** Uso único
- **⊘** Macerable
- **⊘** Fabricado con productos reciclados
- o Jarra de uso general (no debe utilizarse con detergentes).
- o Mango ergonómico para un mejor agarre.
- o Graduaciones integradas, para indicar únicamente el volumen del líquido.
- O Producto desechable y de un solo uso para reducir el riesgo de infección cruzada.
- o Productos moldeados, fabricados a partir de fibra celulosa 100% reciclada.
- O Totalmente desechable en unidades de eliminación Vernacare (Compact o Vortex).

Descripción:

Capacidad: 1 Litro (máximo). Material: 100% fibra de papel. Dimensiones: 260 × 195 × 105 mm.

Peso: 20, 1 g (+/-3 g).

Color: gris.

Pruebas de retención de líquidos:

Probado de acuerdo con PAS 29:1999. Garantiza la retención de líquidos durante 4 horas.

Temperatura de resistencia: 35°C (+ /-3).

Registro Sanitario INVIMA 2019DM-0019616.

Cumplimiento de la normativa:

- 2017/745 Clase 1 (no estéril).
- producto PAS 29: 1999.
- 🗸 Desechabilidad: por maceración.

ALKAMEDICA® S.A.S. REPRESENTANTE EXCLUSIVO Y ÚNICO IMPORTADOR PARA COLOMBIA DE VERNACARE INGLATERRA.

- Manizales: (+57) (6) 874 3838 (+57) (6) 874 3815
- servicioalcliente@alkamedica.com







