

# ORINAL MASCULINO

Brinda dignidad y comodidad a los pacientes masculinos. El diseño cuadrado permite que la botella se mantenga en posición vertical.

- ✓ **Uso único**
- ✓ **Fibra celulosa moldeada**
- ✓ **Macerable**
- ✓ **Fabricado con productos reciclados**

- Fomentar la autonomía en el aseo, proporcionando dignidad y comodidad a los pacientes.
- Diseño compacto.
- Apertura de acabado liso para mayor facilidad de uso y comodidad.
- Producto desechable y de un solo uso para reducir el riesgo de infección cruzada.
- Productos moldeados, fabricados a partir de fibra celulosa 100% reciclada.
- Totalmente desechable en unidades de eliminación Vernacare (Compact o Vortex).



## Descripción:

**Capacidad:** 900 mL (máximo).

**Material:** 100% fibra de papel.

**Dimensiones:** 192 x 113 x 128 mm.

**Peso:** 37,0 g (+/- 5 g).

**Color:** gris.

## Pruebas de retención de líquidos:

Probado de acuerdo con PAS 29: 1999.

**Garantiza la retención de líquidos durante 4 horas.**

Temperatura de resistencia: 35°C (+/- 3).

**Registro Sanitario INVIMA 2019DM-0019616.**

## Cumplimiento de la normativa:

- ✓ Reglamento de productos sanitarios 2017/745 Clase 1 (no estéril).
- ✓ Evaluación de las especificaciones del producto PAS 29: 1999.
- ✓ Desechabilidad: por maceración.
- ✓ ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015.

