

PALANGANA de Lavado Maxi

La palangana a prueba de detergente puede contener agua tibia y jabón hasta por 2 horas. Diseño y formulación únicos patentados.

- ✓ **Uso único**
- ✓ **Fibra celulosa moldeada**
- ✓ **Macerable**
- ✓ **Fabricado con productos reciclados**

- Diseñado para contener agua caliente y detergente.
- Ideal para el baño de pacientes y la limpieza general.
- Apertura de acabado liso para mayor facilidad de uso y comodidad.
- Producto desechable y de un solo uso para reducir el riesgo de infección cruzada.
- Productos moldeados, fabricados a partir de fibra celulosa 100% reciclada.
- Totalmente desechable en unidades de eliminación Vernacare (Compact o Vortex).



Descripción:

Capacidad: 6,0 Litros (máximo).

Material: 100% fibra de papel.

Dimensiones: 365 x 258 x 170 mm.

Peso: 95,0 g (+/- 5 g).

Color: gris.

Pruebas de retención de líquidos:

Probado de acuerdo con PAS 29: 1999.

Garantiza la retención de líquidos durante 2 horas.

Temperatura de resistencia: 45°C (+/- 3).
4 horas sin detergente a 35°C (+/- 3).

Registro Sanitario INVIMA 2019DM-0019616.

Cumplimiento de la normativa:

- ✓ Reglamento de productos sanitarios 2017/745 Clase 1 (no estéril).
- ✓ Evaluación de las especificaciones del producto PAS29: 1999.
- ✓ Desechabilidad: por maceración.
- ✓ ISO 9001:2015 / ISO 14001: 2015.

